

seca 334

Pesabebés electrónica portátil



- Con función Breast Milk Intake (BMIF).
- Manuable y ligera, ofrece gran flexibilidad para el uso diario en la medicina.
- Bandeja confortable.
- Gran pantalla LED de fácil lectura.
- Resultados confiables gracias a la amortiguación automática.
- Fabricada: material ABS grado médico.
- Opcional: con infantómetro seca 232.

seca 334:

Pesabebés portátiles con amortiguación de movimiento.

La tecnología moderna sólo sirve cuando responde a las exigencias del día a día. Por eso, la pesabebés electrónica seca 334 ofrece las prestaciones necesarias para aliviar la tarea en consultorios médicos y hospitales. Fácil de usar, portátil y con larga vida útil, reúne todas las condiciones para ser la báscula pediátrica ideal.



Manuable y ligera, ofrece gran flexibilidad para el uso diario en la medicina.

Con un peso de sólo 2.8 kg, esta báscula es un verdadero peso pluma en su categoría. El asa lateral integrada facilita su transporte y la forma plana de la báscula permite guardarla en espacios reducidos; por ejemplo, en el cajón del cambiador de pañales. Como complemento, el maletín opcional seca 428 ofrece la protección ideal para el transporte seguro.



Manejo confortable, gracias a las generosas dimensiones de la bandeja y la buena legibilidad de la pantalla LCD.

La confortable bandeja extragrande de la báscula seca 334 ofrece un amplio confort; los bebés se sienten contenidos y resguardados. También facilita el pesaje de bebés más grandes o de niños pequeños sentados. El peso registrado se lee fácilmente en la pantalla LCD iluminada, que retiene la indicación durante dos minutos. La desconexión automática asegura y garantiza el ahorro de energía. La función Breast Milk Intake (BMIF) permite comprobar la cantidad de leche materna ingerida por el lactante: con sólo pulsar una tecla, se puede guardar el peso del bebé antes de la lactancia; en un segundo pesaje, realizado después de la ingestión de leche materna, este primer peso registrado se restará del peso actual.

Resultados confiables gracias a la amortiguación automática.

Precisión absoluta en cualquier situación: equipada con una tecnología de pesaje sumamente sensible y con la amortiguación especial desarrollada en los talleres seca, la exactitud de los resultados es una prestación sobreentendida de la pesabebés seca 334, aun cuando el bebé esté inquieto.

Opcional con estadímetro 232.

Con el montaje del estadímetro opcional seca 232, la pesabebés seca 334 se convierte en una estación combinada que permite ahorrar tiempo y esfuerzos, realizando la medición y el pesaje en una sola operación.

Cuenta con certificación MDR y certificación IEC 60601-1.

seca 334

Datos técnicos

- Capacidad: 20 kg / 44 lbs
- División: 5 g < 10 kg > 10 g / 0.2 oz < 22 lbs > 0.5 oz
- Dimensiones (AxAxP): 638 x 105 x 300 mm / 25.1 x 4.1 x 11.8"
- Dimensiones superficie de pesaje (AxAxP): 595 x 50 x 315 mm
- Peso: 2.8 kg / 6.2 lbs
- Alimentación: Pilas/alimentación eléctrica 110-127 VAC
- Funciones: TARA, HOLD, BMIF, auto-HOLD, conmutación kg/lbs, desconexión automática
- Opcional: Estadímetro seca 232, tope de cabeza seca 419, red eléctrica seca 400, maletín de transporte seca 428



Estadímetro opcional, para pesar y medir en una sola operación.

