

Elektronische Flachwaage mit Kabelfernanzeige

seca 862 



50 g-Teilung



Flexibel einsetzbar mit Kabelfernanzeige . Intelligente Funktionen wie BMI und Grenzwertfunktion . Hohe Tragkraft . Sparsame Abschaltautomatik . Praktische Transporttasche

Die flexible Lösung, wenn es um die Gesundheit geht

Flexibilität ist eine Anforderung unserer Zeit. Auch wenn es um die Gesundheit geht. Und seca wird dieser Anforderung gerecht. Zum Beispiel mit der elektronischen Flachwaage seca 862. Eine Waage, die so wenig Platz benötigt, dass sie nie im Wege steht und dennoch schnell zur Hand ist, wenn sie gebraucht wird. Mit ihren intelligenten Funktionen trägt sie den vielfältigen Erfordernissen im medizinischen Bereich Rechnung. Ob in Praxen, bei der Ernährungsberatung, im mobilen Einsatz oder auch in der Rehabilitation: die seca 862 ist eine verlässliche, präzise und langlebige Begleiterin.

Flexibel einsetzbar mit praktischer Kabelfernanzeige

Die seca 862 ist standortunabhängig und vielseitig einsetzbar – dafür sorgt der praktische Batteriebetrieb. Zudem kann die flexible Fernanzeige, die über ein Kabel mit der Waage verbunden ist, in angenehmer Höhe platziert werden – zum Beispiel auf einem Tisch. So wird das Ablesen zum Kinderspiel. Nach Wunsch ist auch die Anbringung an der Wand möglich. Sowohl Tischaufsteller als auch Wandhalter sind im Lieferumfang enthalten.

des individuellen Ernährungszustands der gewogenen Person.

Robuste Waage mit hoher Tragkraft

Diese Waage hält auch erhöhter Belastung stand: durch ihre robuste Bauweise und eine Tragkraft von 200 kg ist sie auch für das Wiegen schwergewichtiger Personen bestens geeignet.

Sparsame Abschaltautomatik

Der niedrige Energieverbrauch garantiert jahrelange Nutzung ohne Wartungsaufwand. Mit einem einzigen Batteriesatz sind bis zu 16.000 Wägungen möglich. Die automatische Abschaltfunktion der seca 862 unterstützt den sparsamen Verbrauch.

Praktische Transporttasche

Die optimale Ergänzung zur elektronischen Flachwaage ist die seca 421 – eine Transporttasche aus Wasser abweisendem Material. Sie bietet der seca 862 optimalen Schutz beim mobilen Einsatz und eine garantiert sichere Aufbewahrung.



Intelligente Funktionen für leichteres Arbeiten

Die seca 862 ist mit vielen intelligenten Funktionen ausgestattet, die nicht nur das Wiegen selbst, sondern auch die Belastungskontrolle für gehbehinderte Patienten nach Operationen am Gehapparat erleichtert. Mit Hilfe der Grenzwertfunktion lässt sich hierfür die Überschreitung eines bestimmten Gewichtswertes kontrollieren. Ein weiteres Plus: die BMI-Funktion. Sie setzt Körpergröße und Gewicht ins Verhältnis und erleichtert so eine Einschätzung

Technische Daten

seca 862

Tragkraft: 200 kg
Teilung: 50 g < 150 kg > 100 g
Maße, Plattform (BxHxT): 292 x 75 x 300 mm
Maße, Anzeige (BxHxT): 215 x 85 x 110 mm
Eigengewicht: 7,6 kg
Stromversorgung: Batterien / Netzgerät optional
Funktionen: TARA, HOLD, BMI, Grenzwert, Abschaltautomatik
Optional: RS232-Schnittstelle seca 460, Stativ für Anzeigeelement seca 472, Transporttasche seca 421



seca 421