

# Báscula con interruptores de pie y Bluetooth® opcional

**seca**  
Precisión para la salud

## seca 874 +

- + Desarrollada para uso móvil y protegida contra influencias ambientales con un clase de protección IP53
- + Plataforma de plástico antimicrobiano con superficie antideslizante para una higiene óptima
- + Base de acero extremadamente estable con una gran capacidad de carga
- + Manejo cómodo y sencillo con un único interruptor de pedal para un uso eficiente
- + La pantalla LC puede orientarse hacia el paciente o el médico, lo que ofrece comodidad y flexibilidad
- + La función madre+bebé simplifica el pesaje de niños en brazos de la madre o el padre
- + Pantalla LCD luminiscente de larga duración para una lectura perfecta del peso en entornos con poca luz
- + Interfaz Bluetooth® opcional: Permite la transmisión de datos sin errores



seca 874 +

## Báscula con interruptores de pie y Bluetooth® opcional



### La referencia para el pesaje médico móvil

Presentamos seca 874 +, una versión mejorada de nuestra clásica báscula plana, que establece un nuevo estándar para el uso médico móvil. Hemos ampliado la plataforma, optimizado el interruptor de pedal para un manejo más sencillo y reducido el peso neto. La pantalla LC luminiscente puede orientarse según sus preferencias, hacia el paciente o hacia el personal médico. Para mejorar la funcionalidad, una interfaz Bluetooth® opcional facilita la transmisión automática y sin errores de la lectura del peso a una aplicación específica. Para los más altos niveles de higiene

### Higiene perfeccionada, energía optimizada

La incorporación de un aditivo antimicrobiano en la superficie de plástico de la banda de rodadura inhibe la propagación de gérmenes, garantizando una higiene impecable. La superficie fácil de limpiar elimina las "trampas de suciedad" innecesarias, con bordes redondeados para una limpieza sin esfuerzo. La superficie especialmente texturizada no sólo garantiza la higiene, sino que también proporciona una gran resistencia al deslizamiento. Gracias a su diseño de bajo consumo, la báscula seca 874 + funciona con sólo 2 pilas AA, lo que reduce al mínimo el consumo de pilas y proporciona el doble de mediciones que las básculas convencionales, que suelen funcionar con 6 pilas AA.

Capacidad	200 kg / 440 lbs
Graduación	100 g / 0,2 lb
Dimensiones (AxAxP)	360 x 61 x 400 mm / 14 x 2.4 x 15.7 in
Dimensiones plataforma (AxAxP)	350 x 57.4 x 315 mm / 13.8 x 2.3 x 12.4 in
Peso neto	3.7 kg / 8.2 lbs
Fuente de alimentación	Adaptador de corriente (opcional), Baterías
Funciones	TARA, Auto-HOLD, CLEAR, Función madre+bebé, Modo de espera
Interfaces	Bluetooth® (opcional)
Accesorios	+ Adaptador seca 400 + Adaptador 401



### Construcción robusta y duradera

Equipada con patas niveladoras, la seca 874 + se mantiene estable y ofrece resultados precisos incluso en superficies irregulares. La base de acero garantiza la estabilidad sin dejar de ser ligera para el uso móvil. Pruebas rigurosas garantizan la durabilidad, la resistencia al polvo y la protección contra salpicaduras de agua según el código de protección IP53. La seca 874 + está preparada para cualquier reto, incluso en salas sin aire acondicionado, garantizando una larga vida útil.

seca américa latina  
Carrera 17 No. 89 – 31  
Edificio GAIA – Oficina 905  
110221 Bogotá  
Colombia

T +57 601 773 0698  
E info.latam@seca.com

seca méxico  
Centeotl Núm 223-A  
Col. Industrial San Antonio  
02760 Ciudad de México  
México  
T +52 55 5567 8537 ó  
+52 55 5567 5189  
E info.mx@seca.com

seca alemania  
seca gmbh & co. kg  
Hammer Steindamm 3–25  
22089 Hamburgo  
Alemania  
T +49 40 20 00 00 0  
F +49 40 20 00 00 50  
E info@seca.com

Precisión para la salud

seca.com