

Pèse-personne plat avec commande au pied et Bluetooth® en option

seca

La précision au service de la santé

seca 874 +

- + Conçu pour une utilisation mobile et protégé contre les influences environnementales par un indice de protection IP53
- + Plateau en matériau plastique antimicrobien avec surface antidérapante pour une hygiène optimale
- + Châssis en acier extrêmement stable avec une capacité de pesée élevée
- + Pratique et facile à utiliser grâce à une seule commande au pied pour une utilisation confortable
- + L'écran à cristaux liquides peut être orienté vers le patient ou le médecin, ce qui offre commodité et flexibilité
- + La fonction TARE-mère simplifie la pesée des enfants dans les bras de leurs parents
- + Ecran LCD luminescent longue durée pour une lecture parfaite du poids dans les environnements peu éclairés
- + Interface Bluetooth® en option : permet une transmission des données sans erreur



seca 874 +

Pèse-personne plat avec commande au pied et Bluetooth® en option



Une hygiène parfaite, une consommation d'énergie optimisée

L'incorporation d'un additif antimicrobien dans le revêtement en matériau plastique empêche la propagation des germes, garantissant ainsi une hygiène irréprochable. La surface facile à nettoyer élimine les «nids à microbes» inutiles, avec des bords arrondis pour un nettoyage sans effort. La surface spécialement texturée et antidérapante garantit non seulement l'hygiène, mais offre également une sécurité aux patients. Grâce à sa conception économe en énergie, la balance seca 874 + est alimentée par seulement 2 piles AA, minimisant ainsi votre consommation de piles tout en fournissant deux fois plus de mesures que les balances conventionnelles généralement alimentées par 6 piles AA !

La référence en matière de pesée médicale mobile

Le modèle seca 874 + est une version améliorée de notre pèse-personne standard, qui établit une nouvelle norme pour l'utilisation médicale mobile. Nous avons agrandi la surface du plateau, optimisé le pédale de commande au pied pour une utilisation simplifiée et réduit le poids de la balance. L'écran à cristaux liquides luminescent peut être orienté selon vos préférences, vers le patient ou le personnel médical. Pour une meilleure fonctionnalité, une interface Bluetooth® optionnelle facilite la transmission automatique et sans erreur de la valeur du poids à une application dédiée.

Capacité	200 kg / 440 lbs
Graduation	100 g / 0,2 lb
Dimensions (LxHxP)	360 x 61 x 400 mm / 14 x 2.4 x 15.7 in
Dimensions de la plateforme (LxHxP)	350 x 57.4 x 315 mm / 13.8 x 2.3 x 12.4 in
Poids net	3.7 kg / 8.2 lbs
Alimentation électrique	Adaptateur secteur seca 401 (en option), Piles
Fonctions	TARE, Auto-HOLD, CLEAR, TARE-mère, Mode veille
Interfaces	Bluetooth® (en option)
Accessoire	+ Bloc secteur seca 400 + Bloc secteur 401



Absolument robuste et durable

Équipé de pieds réglables, le pèse-personne seca 874 + reste stable et fournit des résultats précis même sur des surfaces irrégulières. Le châssis en acier assure la stabilité tout en restant léger pour une utilisation mobile. Des tests rigoureux garantissent la durabilité, la résistance à la poussière et la protection contre les projections d'eau conformément à l'indice de protection IP53. Le modèle seca 874 + est prêt à relever tous les défis, même dans les pièces non climatisées, ce qui lui assure une longue durée de vie.

Siège social de **seca**
responsable de la CEI et de l'Afrique)
+49 40 20 00 00 0
info@seca.com
seca gmbh & co. kg
Hambourg, Allemagne

seca middle east
+971 50 410 2319
info.ae@seca.com
Dubai
Émirats Arabes Unis

seca asia pacific
+60 173 711 973
info.aspac@seca.com
Kuala Lumpur
Malaisie

La précision au service de la santé

seca.com