

Báscula digital interruptores de pie y Bluetooth® opcional

seca
Precisión para la salud



seca 874 +

- + Desarrollada para uso móvil y protegida contra influencias ambientales con un clase de protección IP53
- + Plataforma de plástico antimicrobiano con superficie antideslizante para una higiene óptima
- + Base de acero extremadamente estable con una gran capacidad de carga
- + Manejo cómodo y sencillo con un único interruptor de pedal para un uso eficiente
- + La pantalla LC puede orientarse hacia el paciente o el médico, lo que ofrece comodidad y flexibilidad
- + La función madre+bebé simplifica el pesaje de niños en brazos de la madre o el padre
- + Pantalla LCD luminiscente de larga duración para una lectura perfecta del peso en entornos con poca luz
- + Interfaz Bluetooth® opcional: Permite la transmisión de datos sin errores
- + Encendido automático
- + Baterías recargables, compatibles con el equipo y cargador de baterías



seca 874 +

Báscula con interruptores de pie y Bluetooth® opcional



La referencia para el pesaje médico móvil

Presentamos seca 874 +, una versión mejorada de nuestra clásica báscula plana, que establece un nuevo estándar para el uso médico móvil. Hemos ampliado la plataforma, optimizado el interruptor de pedal para un manejo más sencillo y reducido el peso neto. La pantalla LC luminiscente puede orientarse según sus preferencias, hacia el paciente o hacia el personal médico. Para mejorar la funcionalidad, una interfaz Bluetooth® opcional facilita la transmisión automática y sin errores de la lectura del peso a una aplicación específica. Para los más altos niveles de higiene

Bolsa transportadora

seca 414 a medida del equipo original de fábrica.

Cuenta con certificación MDR y certificación IEC 60601-1.

Capacidad	200 kg / 440 lbs
Graduación	100 g / 0,2 lb
Dimensiones (AxAxP)	360 x 61 x 400 mm / 14 x 2.4 x 15.7 in
Dimensiones plataforma (AxAxP)	350 x 57.4 x 315 mm / 13.8 x 2.3 x 12.4 in
Peso neto	3.7 kg / 8.2 lbs
Energía / Fuente de alimentación	Voltaje de Alimentación: 110 - 127 VAC / Frecuencia: 60 Hz para el cargador de baterías adaptador de corriente, Baterías
Funciones	TARA, Auto-HOLD, HOLD, CLEAR, Función madre+bebé, Modo de espera
Interfaces	Bluetooth® (opcional)
Accesorios	+ Adaptador seca 400 + Adaptador 401

Higiene perfeccionada, energía optimizada

La incorporación de un aditivo antimicrobiano en la superficie de plástico de la banda de rodadura inhibe la propagación de gérmenes, garantizando una higiene impecable. La superficie fácil de limpiar elimina las "trampas de suciedad" innecesarias, con bordes redondeados para una limpieza sin esfuerzo. La superficie especialmente texturizada no sólo garantiza la higiene, sino que también proporciona una gran resistencia al deslizamiento. Gracias a su diseño de bajo consumo, la báscula seca 874 + funciona con sólo 2 pilas AA, lo que reduce al mínimo el consumo de pilas y proporciona el doble de mediciones que las básculas convencionales, que suelen funcionar con 6 pilas AA.



Construcción robusta y duradera

Equipada con patas niveladoras, la seca 874 + se mantiene estable y ofrece resultados precisos incluso en superficies irregulares. La base de acero garantiza la estabilidad sin dejar de ser ligera para el uso móvil. Pruebas rigurosas garantizan la durabilidad, la resistencia al polvo y la protección contra salpicaduras de agua según el código de protección IP53. La seca 874 + está preparada para cualquier reto, incluso en salas sin aire acondicionado, garantizando una larga vida útil.

[Precisión para la salud](#)