

# Báscula para sillas de ruedas validada por HCE con pasamanos y tercera rampa opcional

## seca XLine Hold

- + Pasamanos con revestimiento antimicrobiano para mejorar la seguridad o para utilizarlo como ayuda para estar de pie
- + Dimensiones XXL y capacidad para acomodar sillas de ruedas bariátricas
- + Construido para soportar las cargas más elevadas con una capacidad de 500 kg
- + El perfil extra bajo garantiza una transición suave y segura para el acceso de sillas de ruedas a la plataforma
- + Tercera rampa disponible: Actualice su seca XLine y mejore aún más la accesibilidad
- + Adapte su experiencia eligiendo entre la pantalla básica con interfaz RS-232 opcional o la ID-Display™ con interfaz HCE
- + Tara por escaneado: Simplifique el proceso de pesaje tarando el peso de la silla de ruedas escaneando su código de barras
- + Validada por HCE: Transmite los datos medidos directamente a cualquier sistema de Historia Clínica Electrónica (HCE) o a una impresora



## seca XLine Hold

# Báscula para sillas de ruedas validada por HCE con pasamanos y tercera rampa opcional



## Pesaje sin esfuerzo para pacientes bariátricos

Presentamos seca XLine, un avance en la tecnología de pesaje médico que redefine el estándar para pesar individuos en sillas de ruedas. Nuestra innovación combina un perfil notablemente delgado, alta capacidad y una plataforma amplia, asegurando un pesaje cómodo y sencillo para individuos en sillas de ruedas, inclusive con sillas eléctricas. Este avance no solo simplifica las tareas del personal de salud, sino que también promueve un cuidado rápido, seguro e ininterrumpido del paciente. El pasamanos ultra estable con recubrimiento antimicrobiano proporciona un nivel adicional de seguridad y puede ser utilizado como apoyo por los pacientes que están de pie en la báscula.

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Capacidad                      | 500 kg / 1.100 lbs  |
| Graduación                     | 100 g / 0,2 lb  |
| Dimensiones (AxAxP)            | 1.523 x 1.127 x 1.290 mm / 60 x 44,4 x 50,8 in  |
| Dimensiones plataforma (AxAxP) | 1.100 x 54,6 x 1.100 mm / 43,3 x 2,2 x 43,3 in  |
| Peso neto                      | 62 kg / 136,7 lbs   |
| Fuente de alimentación         | Adaptador de corriente  |
| Longitud del cable             | 3 m / 118 in  |
| Funciones                      | Visualización del nombre o ID del usuario y del paciente, Visualización fecha de nacimiento paciente, TARA, Pre-TARA, HOLD, Auto-HOLD, CLEAR, Auto-CLEAR, RESET, Amortiguación ajustable, IMC, BSA (Área superficie corporal), Modo de espera |
| Interfaces                     | Ethernet, USB para escáner de código de barras, Wi-Fi   |

## Precisión redefinida con tara por escaneo

Diseñada con la seguridad en mente, seca XLine supera las expectativas para simplificar el proceso de pesaje para individuos en sillas de ruedas. La plataforma grande proporciona espacio suficiente, las barandillas previenen el deslizamiento accidental, y detalles como el soporte magnético de la pantalla montado en la pared y una rampa adicional opcional facilitan el flujo de trabajo. La función de tara por escaneo agiliza aún más la carga de trabajo al tarar sin esfuerzo el peso pre-almacenado de la silla de ruedas mediante el escaneo del código de barras.



## Interfaces personalizadas para un flujo de trabajo sin interrupciones

En búsqueda de una mayor eficiencia y procesos sin errores, seca XLine está totalmente validada para integración con diversos sistemas HCE. Cuando se integra, la pantalla ID muestra información esencial como el nombre o ID del paciente y del usuario, junto con la fecha de nacimiento. Para aquellos que optan por no integrar HCE o tara por escaneo, está disponible una pantalla básica con una interfaz RS-232 opcional. Esta flexibilidad asegura que siempre tenga la interfaz que se alinea perfectamente con sus necesidades específicas.

|                                     |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| Báscula de plataforma seca 604      | • | • | • | • | • | • |
| + Pasamanos seca 442                | • | • | • | • | • | • |
| + Dos rampas seca 404               | • | • | • | • | • | • |
| + Barandilla de seguridad seca 446  | • | • | • | • | • | • |
| + Tercera rampa seca 405            |   |   |   | • | • | • |
| + Pantalla básica seca 495          | • |   |   | • |   |   |
| + Pantalla básica RS-232 seca 495 r |   | • |   |   | • |   |
| + ID-Display™ seca 496              |   |   | • |   |   | • |

Código de pedidos    ON SWX IRB NN    ON SWX IRR NN    ON SWX IRT NN    ON SWX IKB NN    ON SWX IKR NN    ON SWX IKT NN

seca américa latina  
Carrera 17 No. 89 – 31  
Edificio GAIA – Oficina 905  
110221 Bogotá  
Colombia

T +57 601 773 0698  
E info.latam@seca.com

seca méxico  
Centeotl Núm 223-A  
Col. Industrial San Antonio  
02760 Ciudad de México  
México

T +52 55 5567 8537 ó  
+52 55 5567 5189  
E info.mx@seca.com

seca alemania  
seca gmbh & co. kg  
Hammer Steindamm 3–25  
22089 Hamburgo  
Alemania

T +49 40 20 00 00 0  
F +49 40 20 00 00 50  
E info@seca.com

seca.com/XLine